



Τεστ αμύλου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 2-150 mg/L

Αρ. προϊόντος:

LCK357

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	2 - 150 mg/L Άμυλο
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος της Hach
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Άμυλο
Περιγραφή :	Τεστ με φιαλίδια για το διαλυτό άμυλο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C