



Τεστ ψευδαργύρου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,2-6,0 mg/L Zn

Αρ. προϊόντος:

LCK360

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	ναι, για τον ολικό ψευδάργυρο
Αριθμός δοκιμών :	24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα)
Ειδικές σημειώσεις :	Για τη χώνευση του ολικού ψευδαργύρου, χρησιμοποιήστε το Crack Set LCW902
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 6,0 mg/L Zn
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	PAR
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Ψευδάργυρος
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C