



Οξύτητα - KS4.3, τεστ σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,5-8,0 mmol/L

Αρ. προϊόντος:

LCK362

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,5 - 8,0 mmol/L
Εύρος μέτρησης (2):	25 - 400 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος της Hach
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Οξύτητα
Περιγραφή :	KS _{4.3} /Ανθρακικό ασβέστιο CaCO ₃
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C