



Τεστ οργανικών οξέων σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 50-2500 mg/L

Αρ. προϊόντος:

LCK365

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	50 - 2500 mg/L ως οξικό οξύ
Εύρος μέτρησης (2):	75 - 3600 mg/L ως βουτανοϊκό οξύ
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Εστεροποίηση
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Οργανικά οξέα
Περιγραφή :	Οργανικά οξέα (Λιπαρά οξέα) / Βουτανοϊκό οξύ
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C