



Τεστ ανθρακικών/διοξειδίου του άνθρακα σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 55-550 mg/L CO₂

Αρ. προϊόντος:

LCK388

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, για μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός και φωτομετρική αξιολόγηση, φιλικό προς το περιβάλλον

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	55 - 550 mg/L CO ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Δείκτης pH
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Ανθρακικά/διοξείδιο του άνθρακα
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C