



Τεστ για ίχνη χαλκού σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 μετρήσεις/συσκ

Αρ. προϊόντος:

LCK529

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

Εύκολος χειρισμός με ορθογώνια φιαλίδια των 50 mm + Dosicaps

Υψηλότερη ακρίβεια για ανάλυση συγκεντρώσεων εξαιρετικά χαμηλού εύρους

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Ναι, για τον ολικό χαλκό
Αριθμός δοκιμών :	20
Ειδικές σημειώσεις :	Για τη χώνευση του ολικού χαλκού, χρησιμοποιήστε το Crack Set LCW902
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Bathocuproine disulphonic acid
Όργανο :	DR3900, DR6000
Παράμετρος :	Χαλκός, ίχνη
Περιγραφή :	Ίχνη χαλκού, τεστ με φιαλίδια 50 mm
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C