



Τεστ με φιαλίδιο για ίχνη νιτρωδών ενώσεων, εύρος μετρήσεων 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N

Αρ. προϊόντος:

LCK541

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ με φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύχρηστη και φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Ειδικές σημειώσεις :	Το LCK 541 περιλαμβάνει το σετ αντιδραστηρίων και το LKP341 (semi-micro πλαστικά φιαλίδια 50 mm, 10 τμχ.)
Εύρος μέτρησης :	0,0015 - 0,03 mg/L NO ₂ -N
Εύρος μέτρησης (2):	0,005 - 0,1 mg/L NO ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διαζώτωση
Όργανο :	DR3900, DR6000
Παράμετρος :	Νιτρώδη, ίχνη
Περιγραφή :	Τεστ για ίχνη νιτρωδών ενώσεων με φιαλίδιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C