



Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 100-600 mg/L O₂

Αρ. προϊόντος:

LCK714

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, για μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός και φωτομετρική αξιολόγηση, φιλικό προς το περιβάλλον, εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα Barcode για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο και Truecal Βαθμονόμηση

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Truecal:	Ναι
Απαιτείται χώνευση:	ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	100 - 600 mg/L O ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διχρωμικά
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	COD
Περιγραφή :	Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)