



Σετ αντιδραστηρίων πυριτικού οξέος (υψηλό εύρος) 0,8-100 mg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος:

LCS028

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Η 0,4-50 mg/L Si

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Ειδικά χαρακτηριστικά :	HR, 50 τεστ
Ειδικές σημειώσεις :	απαιτείται κυλινδρικό φιαλίδιο LCW906
Εύρος μέτρησης :	0,8 - 100 mg/L SiO ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,4 - 50 mg/L Si
Όνομα μεθόδου :	Μπλε μολυβδαινίου
Παράμετρος :	Πυριτικό οξύ
Περιγραφή :	σετ αντιδραστηρίων για το πυριτικό οξύ/πυρίτιο υψηλού εύρους μέτρησης
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Κυλινδρικά φιαλίδια, γυάλινα, 13 mm, 25 τμχ. (Item LCW906)