



Τεστ σε φιαλίδιο για ίχνη χρωμίου (III και VI), εύρος μετρήσεων 0,005-0,25 mg/L Cr

Αρ. προϊόντος:

LCS313

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ με φιαλίδια Hach: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	ναι, για το ολικό χρώμιο
Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	για την μέτρηση απαιτούνται semi-micro φιαλίδια των 50 mm
Εύρος μέτρησης :	0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)
Εύρος μέτρησης (2):	0,005 - 0,25 mg/L Ολικό Cr
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Παράμετρος :	Χρώμιο, ίχνη
Περιγραφή :	Χρώμιο VI και ολικό
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)