



Τεστ για ίχνη φορμαλδεΐδης σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,01-1,0 mg/L H₂CO

Αρ. προϊόντος:

LCS325

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	ναι
Αριθμός δοκιμών :	24 (το τεστ περιλαμβάνει ένα μηδενικό διάλυμα)
Ειδικές σημειώσεις :	Για την αξιολόγηση απαιτούνται ορθογώνια semi-micro φιαλίδια των 50 mm.
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 1,0 mg/L H ₂ CO
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Ακετυλακετόνη
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Παράμετρος :	Φορμαλδεΐδη, ίχνη
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C