



Τεστ για ίχνη φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,01-0,5 mg/L PO₄-P

Αρ. προϊόντος:

LCS349

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	για τον ολικό φώσφορο (P)
Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	για την μέτρηση απαιτούνται semi-micro φιαλίδια των 50 mm
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Εύρος μέτρησης (2):	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Κυανό του φωσφομολυβδαινίου
Παράμετρος :	Φωσφορικά, ορθο + ολικά
Περιγραφή :	ορθο/ολικά φωσφορικά
Πρότυπη μέθοδος :	EN ISO 6878
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Ορθογώνια κυψελίδα των 50 mm, με πώμα (10 τμχ.) (Item L郑341)