



Τεστ για ίχνη ψευδαργύρου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,02-0,8 mg/L Zn

Αρ. προϊόντος:

LCS360

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια Hach: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	ναί, για τον ολικό ψευδάργυρο
Αριθμός δοκιμών :	24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα)
Ειδικές σημειώσεις :	Για τη χώνευση του ολικού ψευδαργύρου, χρησιμοποιήστε το Crack Set LCW902
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	PAR
Παράμετρος :	Ψευδάργυρος, ίχνη
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 28 °C