



Σετ αντιδραστηρίων για την υδραζίνη, εύρος μέτρησης 0,01-2,0 mg/L N₂H₄

Αρ. προϊόντος:

LCW025

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό της υδραζίνης, με τη μέθοδο της 4-διμεθυλαμινο-βενζαλδεΰδης.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	60
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 2,0 mg/L N ₂ H ₄
Όνομα μεθόδου :	4-διμεθυλαμινο-βενζαλδεΰδη
Παράμετρος :	Υδραζίνη
Περιγραφή :	σετ αντιδραστηρίων για την υδραζίνη
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C