



Σετ αντιδραστηρίων για πυριτικό οξύ, εύρος μετρήσεων 0,01-0,8 mg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος:

LCW028

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Η 0,005-0,4 mg/L Si

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Ειδικά χαρακτηριστικά :	50 tests
Εύρος μέτρησης :	50 mL
Εύρος μέτρησης (2):	0,005 - 0,4 mg/L Si
Όνομα μεθόδου :	Κυανό του μολυβδαινίου
Παράμετρος :	Πυριτικό οξύ
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων για το πυριτικό οξύ/πυρίτιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 °C - 25 °C