



Σετ αντιδραστηρίων για το μαγγάνιο, εύρος μετρήσεων 0,005-0,5 mg/L Mn

Αρ. προϊόντος:

LCW532

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό του μαγγανίου με τη μέθοδο PAN.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων μαγγανίου
Ειδικές σημειώσεις :	Απαιτείται ορθογώνιο φιαλίδιο 50 mm LZP341
Εύρος μέτρησης :	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Όνομα μεθόδου :	1-(2-πυριδιλαζο)-2-ναφθόλη (PAN)
Παράμετρος :	Μαγγάνιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Ορθογώνια κυψελίδα των 50 mm, με πώμα (10 τμχ.) (Item LZP341)