



CRACK SET Σετ αντιδραστηρίων για χωνεύσεις μετάλλων

Αρ. προϊόντος:

LCW902

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για χωνεύσεις συμπλόκων, κολλοειδών διαλυμάτων ή αδιάλυτων μετάλλων στο νερό και στα λύματα

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

50

Όνομα μεθόδου :

Χώνευση οξέων με οξειδωτικό παράγοντα

Παράμετρος :

Για μόλυβδο, κάδμιο, σίδηρο, χαλκό, νικέλιο, ψευδάργυρο

Περιγραφή :

Προετοιμασία δείγματος για προσδιορισμό της ολικής περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα με

LCK306 μόλυβδο, LCK308 κάδμιο, LCK321 σίδηρο, LCK329 χαλκό, LCK337 νικέλιο, LCK360 ψευδάργυρο, LCK521 ίχνη σιδήρου, LCK529 ίχνη χαλκού, LCK537 ίχνη νικελίου

Συνθήκες Αποθήκευσης:

15 - 25 °C