



LOC100 Σετ RFID για αναγνώριση δειγμάτων

Αρ. προϊόντος:

LQV156.99.10011

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Το σετ περιλαμβάνει: 1 σύστημα εντοπισμού RFID LOC100, 15 ετικέτες δειγμάτων RFID σε 5 χρώματα, 5 ετικέτες τοποθεσίας RFID και 2 ετικέτες χειριστή RFID.

Προδιαγραφές

Εγγύηση :

24 μήνες