



Μενθόλη σε τεστ αποστάγματος σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,5-15 mg μενθόλη/100 mL

Αρ. προϊόντος:

LYW185

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,5 - 15 mg/100 mL Μενθόλη
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	p-Διμεθυλαμινο-βενζαλδεΰδη
Παράμετρος :	Μενθόλη
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)