



Ρύγχη πιπετών 1,0-5,0 mL

Αρ. προϊόντος:

LYW787

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Ρύγχη πιπετών 1,0-5,0 mL για πιπέτα μεταβλητού όγκου 1,0-5,0 mL, για πιπέτα σταθερού όγκου 0,2 mL και για ηλεκτρονική πιπέτα 0,2-5,0 mL

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1000 τμχ.

Περιγραφή :

Ρύγχη πιπετών (1,0-5,0 mL) για τα BBP065, BBP164 και BBP087