



Θάλαμος θερμοστάτη για το BOD Direct Plus

Αρ. προϊόντος:

LZQ080

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

Βάρος :	39 kg
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	DE/EN/FR/ES
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	850 mm x 600 mm x 600 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	220 - 240 V / 50 Hz
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE