



pHulp PT100 pH Glass Electrode with 5 m Fixed Cable

Αρ. προϊόντος:

LZX475

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

With integrated temperature sensor (PT100).

Προδιαγραφές

Reference system:	Ag/AgCl
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	PT100
Διάφραγμα :	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικές σημειώσεις :	Suitable for use with the 22 mm inline armature (LZX467)
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-5 - 40 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Εύρος πίεσης :	3.5 bar at 120 °C
Ηλεκτρολύτης :	Exterior EPH gel, interior standard gel KCl/AgCl
Μήκος :	300 mm
Μήκος καλωδίου :	5 m fixed cable
Υλικό :	Stainless steel