



pH electrode, diameter 12 mm, 10 m fixed moulded cable, pHRET

Αρ. προϊόντος:

LZX476

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Electrode for the determination of the pH value in waste water and pressurised pipes. Optionally with integrated temperature sensor. Suitable for use with the 12 mm inline armature.

Προδιαγραφές

Reference system:	Ag/AgCl
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	None
Βάθος βύθισης :	205 mm
Διάφραγμα :	Porous PTFE, double ring diaphragm
Εγγύηση :	6 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-5 - 135 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Εύρος πίεσης :	15 bar
Ηλεκτρολύτης :	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Μήκος :	225 mm
Μήκος καλωδίου :	10 m fixed cable
Υλικό :	Stainless steel