



pHRETPPT100 pH sensor, 12 mm, retractable

Αρ. προϊόντος:

LZX477

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

With integrated temperature sensor PT100 and 10 m cable. Suitable for pressure lines.

Προδιαγραφές

Reference system:	Ag/AgCl
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	PT100
Βάθος βύθισης :	205 mm
Διάφραγμα :	Porous PTFE, double ring diaphragm
Εγγύηση :	6 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-5 - 135 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Εύρος πίεσης :	15 bar
Ηλεκτρολύτης :	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Μήκος :	225 mm
Μήκος καλωδίου :	10 m fixed cable
Υλικό :	Stainless steel