



LTLCONT pH Electrode with Top68 Connector

Αρ. προϊόντος:

LZX536

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Low temperature glass and electrolyte, single reference system, electrode for ion-weak and/or cold water (10-100μS/cm), without temperature sensor

Προδιαγραφές

Reference system:	Ag/AgCl
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	None
Βάθος βύθισης :	105 mm
Διάφραγμα :	Ring diaphragm, porous PTFE
Εγγύηση :	6 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-20 - 50 °C
Εύρος μέτρησης :	2 - 11 pH
Εύρος πίεσης :	3,5 bar
Ηλεκτρολύτης :	KCl, saturated KCl/AgCl (crystal)
Μήκος :	140 mm
Σπείρωμα αισθητηρίου:	Pg 13,5
Σύνδεση καλωδίου :	TOP68 connector