




Κιτ στερέωσης με αλυσίδα για ηλεκτροχημικό αισθητήρα

Αρ. προϊόντος:

LZX914.99.11200

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Η στερέωση (σπείρωμα NPT 1", ανοξείδωτος χάλυβας) έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση ηλεκτροχημικών αισθητήρων στο χώρο του πελάτη.

Προδιαγραφές

Ειδικές σημειώσεις :

Για την εγκατάσταση σε δεξαμενές και ανοιχτά κανάλια

Μήκος :

Μήκος αλυσίδας:

5000 mm / 197,9"

Σύνδεση διεργασίας:

Βραχίονας στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα για εγκατάσταση σε κιγκλίδωμα (μέγ. διάμετρος 2") ή σε τοίχο από σκυρόδεμα

Υλικό :

Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571