



Chain mount kit PVC for electrochemical sensor (1" NPT)

Αρ. προϊόντος:

LZX914.99.12200

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

Ειδικές σημειώσεις :

for the installation in tanks and open channels

Μήκος :

600 mm

Σύνδεση διεργασίας:

Stainless steel mounting bracket for the installation on the railing (max. diameter 2") or concrete wall

Σύνδεση διεργασίας :

1 " inner thread

Υλικό :

CPVC