



Σετ πρωτογενών προτύπων Stablcal με RFID (10 NTU, 20 NTU, 600 NTU), για θολόμετρα λείζερ TU5200, TU5300sc και TU5400sc

Αρ. προϊόντος:

LZY835

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Νέα και βελτιωμένη Διάρκεια ζωής 400 ημέρες!

Προδιαγραφές

Τι περιέχει το καλάθι:

Three turbidity standards (10, 20, 600 NTU), with RFID tags

Τι περιέχει το καλάθι

Three turbidity standards (10, 20, 600 NTU), with RFID tags