



Portable Process Head Holder for TU5300 sc/TU5400 sc

Αρ. προϊόντος:

LZY946

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Maintenance of multiple turbidimeters can be quick and easy with the TU5 series process head holder. The holder can be placed over the top of the instrument, allowing for easy access of the instrument vial for cleaning and replacement.

Προδιαγραφές

Τι περιέχει το καλάθι:

Process Head Holder

Τι περιέχει το καλάθι

Process Head Holder