



Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο αργύρου μετάλλου Intellical MTC306 για αργυρομετρικές τιτλοδοτήσεις AT1000

Αρ. προϊόντος: **MTC30601**
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το Intellical MTC306 είναι ένας ψηφιακός, συνδυαστικός αισθητήρας ράβδου μεταλλικού αργύρου με επαναπληρώσιμο ηλεκτρόδιο αναφοράς και ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας διατίθεται με καλώδιο 1 μέτρου και προορίζεται για χρήση τιτλοδότησης με τη σειρά Titralab AT1000. Το MTC306 είναι ιδανικό για τιτλοδότηση καθίζησης αργυρομετρίας για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε χλωριούχα/άλατα στο νερό και σε εφαρμογές τροφίμων.

Προδιαγραφές

Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Εποξικό υλικό
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	±0,3 °C
Απαιτήσεις δοκιμής:	Απαιτούμενη παράμετρος: Αργυρομετρική τιτλοδότηση
Βάρος :	Ελάχιστο βάθος δείγματος (mm): 20 0,1 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διάλυμα πλήρωσης :	1 M KNO ₃ (#28564026)
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 200 mm
Εγγύηση :	12 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Αργυρομετρική τιτλοδότηση (νιτρικός άργυρος)
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	±1200 mV
Θερμική αντίσταση :	ATC
Κιτ προϊόντος:	Μοντέλο: MTC306
Μήκος :	Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: Κανένα 200 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	mV
Σύνδεση :	Porous Pin Junction
Τύπος αισθητηρίου :	Ράβδος αργύρου
Τύπος ηλεκτροδίου :	Τιτλοδότηση RedOx μετάλλου, Pt/Αναφ.
Τύπος ηλεκτροδίων :	Πρότυπο

Τύπος μεθόδου:

Εργαστήριο: RedRod / Επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς