



Διπλό ηλεκτρόδιο λευκόχρυσου Intellical MTC695 για τιτλοδοτήσεις AT/KF1000 RedOx

Αρ. προϊόντος: **MTC69501**
 EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
 Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το Intellical MTC695 είναι ένας αισθητήρας λευκόχρυσου διπλών συρμάτων με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας διατίθεται με καλώδιο 1 μέτρου και προορίζεται για χρήση τιτλοδότησης με τη σειρά Titralab AT1000. Το MTC695 είναι ιδανικό για την ιωδιομετρική τιτλοδότηση Redox επιβαλλόμενου ρεύματος για τον προσδιορισμό του ελεύθερου και ολικού χλωρίου, του διοξειδίου του χλωρίου και των θειωδών στο νερό, αλλά και του διοξειδίου του θείου σε εφαρμογές κρασιών. Αυτός ο αισθητήρας εφαρμόζεται επίσης για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία σύμφωνα με τον Karl Fischer με τη σειρά TitraLab KF1000.

Προδιαγραφές

Sensor material:	Εποξικό υλικό
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	±0,3 °C
Απαιτήσεις δοκιμής:	Απαιτούμενη παράμετρος: Τιτλοδότηση RedOx
	Ελάχιστο βάθος δείγματος (mm): 10
Βάρος :	0,1 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 200 mm
Εγγύηση :	12 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Τιτλοδότηση Redox επιβαλλόμενου ρεύματος
Εύρος θερμοκρασίας :	-10 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	±1200 mV (±200 μA)
Θερμική αντίσταση :	ATC
Κιτ προϊόντος:	Μοντέλο: MTC695
	Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: Κανένα
Μήκος :	200 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	mV
Τύπος αισθητηρίου :	Σύρματα λευκόχρυσου
Τύπος ηλεκτροδίου :	Τιτλοδότηση RedOx μετάλλου, Pt-Pt
Τύπος ηλεκτροδίων :	Πρότυπο
Τύπος μεθόδου:	Διπλό ηλεκτρόδιο λευκόχρυσου τιτλοδοτήσεις