



Ηλεκτρόδιο pH του 8362

Αρ. προϊόντος:

08362=A=2000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Τμήμα του αναλογικού αισθητήριου pH 8362, ειδικά σχεδιασμένο για μέτρηση του pH σε καθαρό νερό.

Προδιαγραφές

Αισθητήριο θερμοκρασίας :	PT100
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικές σημειώσεις :	ηλεκτρόδιο pH καθαρού νερού
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Εφαρμογή:	Ultrapure water
ηλεκτροδίων αναφοράς :	None
Μήκος :	120 mm
Σπείρωμα αισθητηρίου:	Pg 13,5
Σύνδεση καλωδίου :	Σύνδεσμος S7
Σύνδεσμος :	S7 Connector
Υλικό :	Αισθητήριο: Γυαλί