



Recharge kit of 4 pre-filled cartridges with premounted 2935A membranes for A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors

Αρ. προϊόντος:

2935A-A

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Includes o-rings, cotton filters and cleaning tools.

Προδιαγραφές

Μεμβράνη :

2935A membranes

Συμβατότητα οργάνου :

A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors