



Maintenance kit: 29561A

Αρ. προϊόντος:

32739

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Maintenance Kit for high pressure hydrogen thermal conductivity sensor. Includes membranes 29561A, membrane holding ring 29228.01, kit 29082, and tools for sensor maintenance.

Προδιαγραφές

Όργανο :

Orbisphere 31xxx TCD sensor

Παράμετρος :

H₂S

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Store in a dry place at room temperature