



Κιτ συντήρησης για αισθητήρες θερμικής αγωγιμότητας υδρογόνου με πώμα προστασίας 29142 για χρήση με το 3654

Αρ. προϊόντος: 32747

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Περιλαμβάνει μεμβράνες 2952A, δακτύλιο συγκράτησης μεμβράνης 29228.01, δακτυλίους στεγανοποίησης 29039.0 και 28613.0 και εργαλεία για τη συντήρηση του αισθητήρα.

Προδιαγραφές

Όργανο :	Φορητός αναλυτής N2 και H2 Orbisphere 3654 (TC), Αναλυτής Orbisphere 3658, Φορητός αναλυτής CO2 (TC)
Παράμετρος :	H2
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Αποθηκεύστε σε χωρίς υγρασία χώρο και σε θερμοκρασία δωματίου