



Κιτ συντήρησης για αισθητήρες TC διοξειδίου του άνθρακα και αζώτου με πώμα προστασίας 29111

Αρ. προϊόντος: 32760

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Περιλαμβάνει μεμβράνες 29561A, δακτύλιο συγκράτησης μεμβράνης 29228.01, ροδέλες 28002 και εργαλεία για τη συντήρηση του αισθητήρα.

Προδιαγραφές

Όργανο :	Αισθητήρας TC Orbisphere 31xxx
Παράμετρος :	CO ₂ , N ₂
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Αποθηκεύστε σε χωρίς υγρασία χώρο και σε θερμοκρασία δωματίου