



Πρότυπο διάλυμα EDTA, 0,200 N, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

102149

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

40 - 100

Εύρος μέτρησης :

1000 - 25000 mg/L CaCO₃

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όργανο :

SP510

Παράμετρος :

Σκληρότητα

Συγκέντρωση :

0,200 N

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς σε δροσερό, χωρίς υγρασία και καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από την υγρασία.