



Cylinder, graduated, polypropylene, 100 mL ± 0.6 mL, 1.0 mL divisions

Αρ. προϊόντος:

108142

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver/To Contain
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Polypropylene
Τύπος :	Μονό μετρικό
Χωρητικότητα :	100 mL