



Flask, Erlenmeyer, polypropylene, 125 mL

Αρ. προϊόντος: 108243

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Polypropylene flask for general laboratory use. Rugged, excellent chemical resistance, and autoclavable. Stopper not included—see page 375.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:	1 each
Υλικό :	Polypropylene
Χωρητικότητα :	125 mL