



Flask, Erlenmeyer, polypropylene, 125 mL, pk/12

Αρ. προϊόντος:

108273

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Polypropylene flask for general laboratory use. Rugged, excellent chemical resistance, and autoclavable. Stopper not included—see page 375.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

12/pk

Υλικό :

Polypropylene

Χωρητικότητα :

125 mL