



Εξάρτημα πλήρωσης πιπετών, 3 βαλβίδων

Αρ. προϊόντος:

1218900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Εύκολη λειτουργία "1-2-3". Πιέστε τη βαλβίδα "1" για να εκκενώσετε τον αέρα στο επάνω πουάρ. Πιέστε τη βαλβίδα "2" για να αναρροφήσετε δείγμα. Πιέστε τη βαλβίδα "3" για διανομή. Ταιριάζει σε όλες τις πιπέτες τυπικού μεγέθους. Ανθεκτική σιλικόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων OSHA. Συμβατό με πιπέτες έως 50 mL και με άνοιγμα διαμέτρου 1,4 ίντσες.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη