



Πρότυπο διάλυμα, νιτρικός άργυρος, 0,141 N, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

1255149

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό χλωριόντων μέσω αργυρομετρικής τιτλοδότησης προχοΐδας.

Προδιαγραφές

Αριθμός μεθόδου :

8225

Εύρος μέτρησης :

500 - 25000 mg/L Cl⁻

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Τιτλοδότηση νιτρικού αργύρου