



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, pH 6,00, συσκ. των 50

Αρ. προϊόντος:

1405566

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Με κάθε φακελάκι με σκόνη παρασκευάζονται 50 mL φρέσκου ρυθμιστικού διαλύματος. Άχρωμο. Το pH είναι $6,00 \pm 0,02$ στους 25°C . Συσκευασία από 50 φακελάκια με σκόνη. Συσκευασία από 50 φακελάκια με σκόνη

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λουπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια με σκόνη
Ειδικές σημειώσεις :	Απορρίψτε το παρασκευασμένο διάλυμα μετά τη χρήση
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 τμχ.
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	$6,00 \pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Όχι