



Flask, volumetric, polypropylene, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

1406042

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Polypropylene flask and screw cap. Durable with excellent chemical resistance, with the same accuracy as glass. Permanent color graduation line with marking spot. Calibrated “to contain/deliver” at 20°C. The 200/203 capacity flask has dual marks useful in DO determination via Winkler Titration.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:	1 each
Πιστοποιήσεις :	Not Applicable
Σώμα υλικού:	Polypropylene
Χωρητικότητα :	100 mL