



Flask, volumetric, polypropylene, 250 mL

Αρ. προϊόντος:

1406046

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Polypropylene flask and screw cap. Durable with excellent chemical resistance, with the same accuracy as glass. Permanent color graduation line with marking spot. Calibrated “to contain/deliver” at 20°C. The 200/203 capacity flask has dual marks useful in DO determination via Winkler Titration.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:	1 each
Πιστοποιήσεις :	Not Applicable
Σώμα υλικού:	Polypropylene
Χωρητικότητα :	250 mL