



Test kit, nitrate-nitrite, model NI-12

Αρ. προϊόντος:

1408100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Προδιαγραφές

Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Smallest increment:	1
	0.01
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	Dual Range
Εύρος μέτρησης (2):	0,01 - 0,40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	NI-12
Μοντέλο σετ μέτρησης :	NI-12**
Όνομα μεθόδου :	Color disc/Cadmium
	reduction, Diazotization
Παράμετρος :	Nitrogen, Nitrate/Nitrite - NO ₃ ⁻ -N/NO ₂ ⁻ -N
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Τύπος θήκης :	D