



Test kit, nitrogen, nitrate color disc, model NI-14

Αρ. προϊόντος:

1416100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Utilizing the simple color disc method, this kit measures Nitrogen, Nitrate as NO₃ and contains 50 tests.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Parameter:	Nitrogen, Nitrate
Smallest increment:	0.02
	0.2
Αριθμός δοκιμών :	50
Εύρος μέτρησης :	Dual Range
Εύρος μέτρησης (2):	0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	NI-14
Μοντέλο σετ μέτρησης :	NI-14**
Όνομα μεθόδου :	Color disc/ Cadmium reduction
Παράμετρος :	Nitrogen, Nitrate - As NO ₃ ⁻ -N
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 1 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Τύπος θήκης :	B