



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου, CuVer 1, χαλκός, 5 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

1421199

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για τον προσδιορισμό του χαλκού με τη μέθοδο του δικιγchonικού οξέος. Για χρήση με κιτ οπτικών δοκιμών της Hach. Εύρος μέτρησης: έως και 5,0 mg/L Μέγεθος δείγματος: 5 mL

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όνομα μεθόδου :

Δικιγchonικό οξύ