



Πρότυπο διάλυμα, αλκαλικότητα, 25000 mg/L ως CaCO₃ (NIST), συσκ./16 - Αμπούλες Voluette των 10 mL

Αρ. προϊόντος:

1427810

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς αλκαλικότητας

Απλοί έλεγχοι ακρίβειας

Τα πρότυπα διαλύματα σε αμπούλες Voluette και PourRite είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν απευθείας με ελέγχους ακρίβειας προσθηκών πρότυπων στις διεργασίες της Hach και στο λογισμικό φωτομέτρου. Χρησιμοποιήστε την πιπέτα Tensette για να προσθέσετε ακριβείς ποσότητες προτύπου και για να ελέγξετε την ποσοστιαία ανάκτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε την απόδοση του συστήματος ανάλυσης.

Ελαχιστοποίηση αποβλήτων

Ανοίγετε μια καινούργια αμπούλα προτύπου για κάθε έλεγχο ακρίβειας. Κάθε αμπούλα περιέχει αρκετή ποσότητα προτύπου για ένα σύνολο προσθηκών πρότυπων.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Οι σφραγισμένες αμπούλες αποτρέπουν την τυχαία μόλυνση ή εξάτμιση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	16 x αμπούλες των 10 mL
Παράμετρος :	Αλκαλικότητα
Συγκέντρωση :	0,5 N (25000 mg/L CaCO ₃)