



Tube, culture, 16 x 150 mm, screw cap, 10/pk

Αρ. προϊόντος:

1436120

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Cap has a firmly bonded rubber liner providing a sure and highly inert sealing surface.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	16 mm
Διαστάσεις (BxM):	16 mm x 150 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Tube, 16 x 150 mm
Μήκος :	150 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	10 /pk
Χωρητικότητα :	Capacity to Neck 20 mL